

ADVANTAGES

- Fluoride release.
- Good esthetic properties.
- Radiopaque due to strontium action.
- Restorations with minimal risk of caries recurrence.

VENTAJAS

- Liberación de iones fluoruro.
- Estético.
- Radiopaco por acción del estroncio.
- Restauraciones con un mínimo riesgo de recidiva de carie.



VITRO FIL

Restorative Glass Ionomer Cement
Cemento Ionómero de Vidrio Restaurador

INDICATIONS

- Deciduous teeth restorations.
- Class III and V restorations.
- Extensive fissure sealing.
- Core build-up prior to crown placement.
- Small class I restorations.
- Cavity liner.

PACKAGING

- Box with 1 bottle of powder (10g) and 1 bottle of liquid (8mL).
- Shades: A3, universal.

INDICACIONES

- Restauraciones en dientes deciduos.
- Restauración de Clase III y V.
- Sellado de fisuras extensas.
- Confección de un muñón para la colocación de la corona.
- Pequeñas restauraciones clase I.
- Preparación de cavidades.

PRESENTACIÓN

- Caja con 1 frasco de polvo con 10 g y 1 frasco de líquido con 8 ml.
- Colores: A3, universal.